



Artikelnummer	1421
Prijs excl. BTW	€ 121,26
Prijs incl. BTW	€ 146,72
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Ontdek de perfecte combinatie van precisie, comfort en stijl met de Spengler Magister II stethoscoop. Deze professionele stethoscoop met dubbelzijdig borststuk is ontwikkeld in samenwerking met ingenieurs van de Ecole Centrale en het Laboratoire d'Acoustique in Marseille, en staat garant voor een uitzonderlijke akoestische ervaring in elke situatie.

Geavanceerde technologie voor een feilloze diagnose

Het roestvrijstalen borststuk behoort tot de categorie zwaargewicht, wat zorgt voor een optimale resonantie en ongeëvenaarde geluidsgeleiding. Dankzij het zwevende membraan beluister je eenvoudig meerdere frequenties:

- Lichte druk: lage tonen (zoals hart- en vaatgeluiden)
- Stevige druk: hoge tonen (zoals longgeluiden)

Slim ontwerp voor dagelijks gebruik

- Ergonomisch: Slanke vormgeving die perfect onder een bloeddrukmanchet past
- Comfortabel: Antikoude-ring rond het borststuk voor meer comfort voor de patiënt
- Efficiënt: Rode markering duidt direct aan welke zijde van het borststuk actief is

Waarom kiezen voor de Spengler Magister II stethoscoop?

- Uitstekende akoestiek voor nauwkeurige diagnoses
- Duurzaam roestvrijstalen design in stijlvolle zilverkleur
- Beschikbaar in enkel of dubbel borststuk
- Geschikt voor gebruik bij zowel volwassenen als kinderen

Afbeeldingen

