

Thermoval Digitale thermometer - Kids Flex (Resultaat binnen 10 seconden)

08/10/2025 15:47:55



Artikelnummer	125201
Prijs excl. BTW	€ 14,18
Prijs incl. BTW	€ 17,16
Voorraad	Nog slechts 8 op voorraad

Omschrijving

Thermoval[®] kids flex is een elektronische koortsthermometer met flexibele tip voor zelfmeting.

De Thermoval[®] kids flex meet uw temperatuur in slechts 10 seconden.

- Met jumbo display
- Veel snellere meettijd dan de bestaande digitale elektronische standaardthermometers.
- Geluidssignaal geeft gebruiksgereedheid en einde van meettijd weer.
- Geheugenfunctie: automatische uitschakeling en batterijcontrole
- Waterdicht

- Met vervangbare batterij met lange levensduur.
- De temperatuur wordt in °C weergegeven.
- Om de meettip te ontsmetten, is het aanbevolen een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) op een vochtig doekje aan te brengen en hiermee de meettip te ontsmetten

.