

Unistik 3 Comfort Veiligheidslancetten - 28G - 100 stuks

08/10/2025 15:30:23



Artikelnummer	3700
Prijs excl. BTW	€ 16,05
Prijs incl. BTW	€ 19,42
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Unistik 3 Comfort Veiligheidslancetten - 28G - 100 stuks

Unistik 3 Comfort is een hoogwaardige, voorgevulde lancet ontworpen om bloedafname voor glucosemeting en andere bloedtesten eenvoudig, veilig en comfortabel te maken. Deze lancet is ideaal voor zowel thuisgebruik als in professionele zorgomgevingen, dankzij zijn innovatieve technologie die zorgt voor minimale pijn en maximale veiligheid. **Belangrijkste Kenmerken**

1. Comfort Zone Technologie

- De lancet is uitgerust met Comfort Zone Technologie, die meerdere punten op de huid stimuleert om het zenuwstelsel af te leiden en de pijn van de prik te verminderen. Dit maakt de bloedafname minder pijnlijk en aangenamer voor de gebruiker.
- 2. Veiligheidsmechanisme
 - Unistik 3 Comfort beschikt over een geïntegreerd veiligheidsmechanisme dat de naald automatisch terugtrekt na gebruik. Dit voorkomt onbedoelde prikincidenten en verhoogt de veiligheid voor zowel de gebruiker als de zorgverlener.
- 3. Vooraf Gevulde Lancet
 - De lancet is vooraf gevuld en gebruiksklaar, wat zorgt voor een snelle en eenvoudige bloedafname zonder de noodzaak om de lancet handmatig te laden.
- 4. Hygiënisch en Steriel
 - Elke lancet is steriel verpakt om hygiëne te garanderen en het risico op infecties te minimaliseren. Dit maakt het veilig voor gebruik bij meerdere patiënten in een klinische setting.
- 5. Ergonomisch Ontwerp
 - Het ergonomische ontwerp zorgt voor een comfortabele grip en gemakkelijke bediening, wat essentieel is voor nauwkeurige en probleemloze bloedafname.
- 6. Verschillende Dieptes Beschikbaar
 - Unistik 3 Comfort is verkrijgbaar in verschillende dieptes, zodat gebruikers de meest geschikte optie kunnen kiezen op basis van hun huidtype en de benodigde bloedvolume.

Voordelen van Unistik 3 Comfort

1. Verminderd Pijnniveau
 - Dankzij de Comfort Zone Technologie ervaren gebruikers minder pijn bij het prikken, wat helpt om angst en ongemak te verminderen, vooral bij frequente bloedafnames.
2. Gebruiksgemak
 - De vooraf gevulde lancet en het eenvoudige eenstaps gebruik maken het prikken snel en gemakkelijk, wat vooral handig is voor oudere volwassenen of mensen met beperkte handvaardigheid.
3. Veiligheid voorop
 - Het automatische terugtrekmechanisme van de naald na gebruik zorgt voor maximale veiligheid en voorkomt prikverwondingen, wat essentieel is voor zowel thuisgebruik als professionele zorgomgevingen.

4. Hygiënisch en Betrouwbaar

- De steriele verpakking en hygiënische ontwerp zorgen ervoor dat elke prik veilig is, wat belangrijk is voor het voorkomen van kruisbesmetting en infecties.

Toepassingen van Unistik 3 Comfort

- Thuisgebruik
 - Ideaal voor mensen met diabetes die regelmatig hun bloedglucosewaarden moeten controleren. De eenvoudige en pijnloze werking maakt het een uitstekende keuze voor dagelijks gebruik.
- Gezondheidszorginstellingen
 - Geschikt voor ziekenhuizen, klinieken, en huisartsenpraktijken waar frequente bloedafname noodzakelijk is. De veilige en hygiënische eigenschappen zorgen voor een betrouwbare oplossing in een professionele omgeving.
- Mobiele Zorg
 - Perfect voor mobiele zorgverleners en thuistestdiensten die patiënten buiten de traditionele zorgomgevingen bedienen. De compacte en gebruiksvriendelijke ontwerp maakt het gemakkelijk mee te nemen en te gebruiken.

Afbeeldingen

