



Artikelnummer	313981
Prijs excl. BTW	€ 51,08
Prijs incl. BTW	€ 61,81
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

Vervoal COMPACT bloeddrukmeter voor een aangename en nauwkeurige meeting aan de bovenarm

- Detecteert en toont hartritmestoornissen op het scherm
- Groot, gemakkelijk af te lezen scherm
- Controle van de manchetbevestiging
- Eenvoudig meetwaarden analyseren met behulp van een verkeerslichtsysteem
- 200 geheugenplaatsen (voor 2 gebruikers elk 100 geheugenplaatsen)
- Met universele bovenarmmanchet (22 – 42 cm),
- Inclusief: opbergbox en 4 x 1,5 V AA-batterijen
- Handleiding met garantiecertificaat
- 3 jaar garantie

Comfort Air Technology

Dit innovatieve Veroval-apparaat met de Comfort Air-technologie zorgt ervoor dat de meting aangenaam verloopt. Bij de eerste meting wordt opgepompt tot 190 mmHg. Bij volgende metingen wordt de op pompdruk individueel aangepast op basis van de eerder gemeten bloeddrukwaarden. Dit maakt een comfortabele meting aan de bovenarm mogelijk.

Gecertificeerde hoge precisie European Society of Hypertension

De aangetoonde hoge meetkwaliteit van de Veroval® ECG en bloeddrukmeter draagt de goedkeuring van de European Society of Hypertension (ESH).

Kwaliteitslabel van de Duitse Hypertensie Liga (DHL)

De Veroval® compact bloeddrukmeter voldoet aan alle specificaties die voor het kwaliteitslabel van de Duitse Hypertensie Liga zijn vereist.

Afbeeldingen

