



Artikelnummer	313984
Prijs excl. BTW	€ 41,95
Prijs incl. BTW	€ 50,76
Voorraad	Nog slechts 9 op voorraad

Omschrijving

Veroval COMPACT PLUS - Digitale polsbloeddrukmeter

De Veroval COMPACT PLUS - Digitale polsbloeddrukmeter is gebruiksvriendelijk en biedt zeer nauwkeurigere metingen dankzij de automatische drievoudige meting. Het apparaat heeft een groot en duidelijk display en maakt gebruik van een kleurgecodeerd systeem voor bloeddrukwaarden, waardoor de resultaten gemakkelijker te lezen en begrijpen zijn. De bloeddrukmeter is uitgerust met Bluetooth-functie om gegevens moeiteloos over te brengen naar de Veroval medi.connect-app. - Gemiddelden van alle opgeslagen meetwaarden - Gemiddelden van ochtend- en avondbloeddrukwaarden van de afgelopen 7 dagen - Comfort Air technologie voor een zachtere meting - 200 geheugenplaatsen (voor 2 gebruikers elk 100 geheugenplaatsen) - Datum- en tijdweergave - Indicator voor lege batterij - Foutindicatie - Klinisch gevalideerd

Afbeeldingen

