

WA lampje voor otoscoop 03100-LED SureColor - 3.5v - 7 jaar garantie

08/10/2025 19:17:45



Artikelnummer	122249
Prijs excl. BTW	€ 85,84
Prijs incl. BTW	€ 103,87
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

LED vervanglampje voor de 3,5V diagnostic otoscoop van Welch Allyn.

Welch Allyn lampje voor otoscoop - Technische specificaties:

- Een beter licht dankzij de SureColor Technology
- 7 jaar garantie
- Getest op een levensduur die 30x langer is dan bij de klassieke halogeenlampjes
- Heeft 3x minder energie nodig, wat ten goede komt voor de levensduur van uw handvat
- Minder opwarming dan een klassieke halogeenlamp

Voor meer informatie, klik [hier](#)