

# WELCH ALLYN Bloeddrukmeter 767 - Wandmodel met Flexiport- velcromanchet

09/10/2025 00:23:26



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 123147                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 209,91                  |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 253,99                  |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 1 op voorraad |

## Omschrijving

Welch Allyn 767 wand bloeddrukmeter Deze bloeddrukmeter is een zeer geschikte praktijkbloeddrukmeter.

**De grote wijzerplaat maakt deze Welch Allyn 767 duidelijk afleesbaar.**

De wijzerplaat verdeling is door middel van lasergravering nog duidelijker af te lezen. Deze Welch Allyn 767 wordt standaard geleverd met een FlexiPort manchet in de maat 11. Dit komt overeen met armomtrekken die liggen tussen de 25 en 34 cm. Optioneel heeft u de keuze om grotere of kleinere manchetten mee te bestellen. Bovendien is deze bloeddrukmeter voorzien van een compartiment waar u de manchet(ten) in kunt opbergen. Dit model is geschikt voor montage aan een wand.

## Belangrijkste eigenschappen van de Welch Allyn 767 bloeddrukmeter:

- De lasergegraveerde wijzerplaat biedt onovertroffen nauwkeurigheid.
- Gecertificeerd nauwkeurig tot  $\pm 3$  mmHg.
- De verzonken wijzerplaat en rode wijzer met hoog contrast zorgen voor een betere zichtbaarheid en verminderen parallaxfouten.
- Bewegende delen met robijnen dragen bij aan een langere levensduur.
- Inclusief Flexiport manchet nr.11. (FlexiPort bloeddrukmanchetten zijn antimicrobieel behandeld om schimmelvorming en groei van bacteriën te voorkomen).
- Latexvrij en kwikvrij
- Levenslange kalibratie garantie
- Geschikt voor wandmontage
- Optioneel: grotere en kleine manchetten leverbaar