

WELCH ALLYN DS58 Bloeddrukmeter met Flexiport-manchet

08/10/2025 13:54:12



Artikelnummer	124183
Prijs excl. BTW	€ 193,45
Prijs incl. BTW	€ 234,07
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Bloeddrukmeter Welch Allyn - Durashock DS58 - aneroïde, manuele bloeddrukmeter met vingerschroef

Platinum Serie

De bloeddrukmeter DuraShock DS58 maakt deel uit van de lijn van manuele, aneroïde bloeddrukmeten van Welch Allyn met de technologie van DuraShock™. Dankzij de DuraShock technologie blijft de bloeddrukmeter langer gekalibreerd en geeft de bloeddrukmeter nauwkeurigere resultaten weer. De bloeddrukmeten zijn schokbestendig en zonder tandwiel. De Welch Allyn bloeddrukmeten met DuraShock technologie beantwoorden aan de AAMI (American Association of Medical Instrumentation) normen, zijn stoot en slagvast en bieden een weerstand tegen een val van 70 cm zonder de kalibratie te verstoren. De bloeddrukmeter DuraShock DS58 heeft een weerstand tegen een val van 150 cm, (het dubbel van de AAMI norm), zonder zijn

kalibratie te verstoren. De bloeddrukmeter Durashock DS58 van Welch Allyn beschikt over een levenslange garantie op de calibratie.

De bloeddrukmeter heeft een lasergegraveerde wijzerplaat voor een betere nauwkeurigheid.

De bloeddrukmeter beschikt over een premium inflatie systeem en een ergonomische peer om meer comfort te kunnen aanbieden bij het opblazen van de manchet. Deze bloeddrukmeter van Welch Allyn, Durashock DS58, mag zowel door een rechtshandige als door een linkshandige gebruikt worden. De bloeddrukmeter wordt met een 2-delige manchet voor volwassenen geleverd. De bloeddrukmeter wordt met een nylon etui geleverd om het apparaat te beschermen. De bloeddrukmeter Durashock DS58 van Welch Allyn is ideaal voor medische omgevingen waar instrumenten veel gebruikt worden en waar het risico om ze te laten vallen groot is. Voor de veiligheid bevat de Welch Allyn Durashock DS58 bloeddrukmeter geen latex.

Technische specificaties van de bloeddrukmeter Durashock DS58 van Welch Allyn:

- Manuële, aneroïde bloeddrukmeter
- Met DuraShock technologie
- Nauwkeurige resultaten
- Zonder tandwiel
- Super schokbestendig (150 cm)
- Levenslange garantie op calibratie
- Lasergegraveerde wijzerplaat
- Premium inflatie systeem
- Ergonomische peer
- Biedt comfort aan de patient
- Zonder latex
- Lichter model
- Esthetische vormgeving
- Gecertificeerde nauwkeurigheid tot +/-3 mmHg