

WELCH ALLYN Durashock DS54 Bloeddrukmeter met Flexiport-manchet - Zwart

08/10/2025 18:56:33



Artikelnummer	122210
Prijs excl. BTW	€ 69,80
Prijs incl. BTW	€ 84,46
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Bloeddrukmeter Welch Allyn - Durashock DS54 - Aneroïde, manuele bloeddrukmeter

Durashock DS54 model is een goedkopere versie van de Durashock DS55. Het verschil zit hem in de volledige ABS (plastiek) uitvoering en 5 jaar calibratiegarantie i.p.v. 10 jaar. De bloeddrukmeter DuraShock DS54 maakt deel uit van de lijn van manuele, aneroïde bloeddrukmetingen van Welch Allyn met de technologie van DuraShock™. Deze bloeddrukmetingen zijn schokbestendig en zonder tandwiel. Deze technologie biedt grote voordelen ten opzichte van traditionele bloeddrukmetingen. Deze bloeddrukmetingen beantwoorden aan de AAMI (American Association of Medical Instrumentation) normen, zijn stoot/slagvast en bieden een weerstand tegen een val van 76 cm zonder de kalibratie te verstoren. Bovendien bieden de bloeddrukmetingen langer nauwkeurigere metingen en beschikken ze over een kalibratiegarantie van 5 jaar.

De bloeddrukmeter heeft een lasergegraveerde wijzerplaat voor een betere nauwkeurigheid.

Het model DuraShock DS54 van Welch Allyn beschikt over een schroefventiel en een tube.

- De bloeddrukmeter beschikt over een etiket waarop de naam van het centrum, van de dienst of van de arts kan opgeschreven worden om de identificatie te vergemakkelijken.
- De bloeddrukmeter wordt met een velcro manchet Flexiport voor volwassenen geleverd.
- De bloeddrukmeter wordt met opbergetui geleverd om het apparaat te beschermen.

Technische specificaties van de bloeddrukmeter Durashock DS54 van Welch Allyn:

- Schokbestendig (76 cm)
- Nauwkeurig en betrouwbaar
- 5 jaar garantie op calibratie
- Innovatief design