



Artikelnummer	122221
Prijs excl. BTW	€ 94,88
Prijs incl. BTW	€ 114,80
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Bloeddrukmeter Welch Allyn - Durashock DS55 - Aneroïde, manuele bloeddrukmeter De bloeddrukmeter DuraShock DS55 maakt deel uit van de lijn van manuele, aneroïde bloeddrukmetingen van Welch Allyn met de technologie van DuraShock™. Deze bloeddrukmetingen zijn schokbestendig en zonder tandwiel. Deze technologie biedt grote voordelen ten opzichte van traditionele bloeddrukmetingen. Deze bloeddrukmetingen beantwoorden aan de AAMI (American Association of Medical Instrumentation) normen, zijn stoot/slagvast en bieden een weerstand tegen een val van 76 cm zonder de kalibratie te verstoren. Bovendien bieden de bloeddrukmetingen langer nauwkeurigere metingen en beschikken ze over een kalibratiegarantie van 10 jaar.

De bloeddrukmeter heeft een lasergegraveerde wijzerplaat voor een betere nauwkeurigheid.

Het model DuraShock DS55 van Welch Allyn beschikt over een schroefventiel en een

tube.

- De bloeddrukmeter beschikt over een etiket waarop de naam van het centrum, van de dienst of van de arts kan opgeschreven worden om de identificatie te vergemakkelijken.
- De bloeddrukmeter wordt met een velcro manchet Flexiport voor volwassenen geleverd.
- De bloeddrukmeter wordt met opbergetui geleverd om het apparaat te beschermen.

Technische specificaties van de bloeddrukmeter Durashock DS55 van Welch Allyn:

- Schokbestendig (76 cm)
- Nauwkeurig en betrouwbaar
- 10 jaar garantie op calibratie
- Innovatief design
- Verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, rood, blauw en geel.