

WELCH ALLYN Macroview Plus iExaminer set - Incl. handvat, etui & smartbracket

08/10/2025 13:54:17



Artikelnummer	122339
Prijs excl. BTW	€ 861,00
Prijs incl. BTW	€ 1.041,81
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Volledige Macroview PLUS otoscoopset voor iExaminer met otoscoopkop Plus, handvat Lithium-ion Plus, Smart bracket in etui.

Wat is er nieuw aan deze MacroView Plus otoscoopset?

Al deze otoscoopsets worden nu standaard geleverd met onze SureColor LED-verlichting en zijn gebouwd om lang mee te gaan met onze DuraShock-technologie, die samen helpen om de totale levensduur te verbeteren. Het nieuwe assortiment van diagnostische koppen is ook compatibel met de huidige bestaande 3,5 V-handvatten. Via een connectorplate voor uw smartphone kan u de MacroView Plus otoscoop omvormen tot een digitale otoscoop. Met gratis iExaminer App voor Android en Apple.

Macroview otoscoopset met langdurige LED-verlichting

De Macroview plus is een vernieuwde otoscoopkop van Welch Allyn. Deze Macroview is

voorzien van een Welch Allyn SureColor LED lamp (niet vervangbaar), deze is zeer energiezuinig en geeft meer en witter licht dan een traditioneel halogeen lampje. Het blikveld is 3x zo groot en de vergroting is maar liefst 30% meer ten opzichte van de gebruikelijke otoscopen. Bijna volledig zicht op het tympanisch membraan, betere helderheid en definitie van oriëntatiepunten en een versterkt verlichtings-systeem maken deze otoscoop kop een must-have.

Nieuw en gebruiksvriendelijk design

Met een uitermate breed gezichtsveld in een vernieuwde en gebruiksvriendelijk design. Beide zijn zo ontworpen om een snel en eenvoudig onderzoek uit te voeren met de otoscoopset, met een ongelooflijke beeldweergave van 20x het oppervlak van het oog en 3x het zicht van een standaard otoscoop.

Opslaan en delen met de Macroview Plus otoscoopset

De otoscoopsets in de Plus-versies kunnen gebruikt worden voor standaard optische onderzoeken, en via onze iExaminer SmartBracket kan een breed scala aan smartphones op de kop gemonteerd worden. Hiermee kan u beelden vast leggen en eenvoudig delen via de gratis iExaminer-app voor iOS en Android. U kan uw smartphone eenvoudig monteren op de macroview Plus otoscoopkop met de voorzien SmartClips. Hiervoor voorziet u best een transparant hoesje voor uw smartphone. De gebruiksaanwijzing voor de iExaminer SmartBracket en App vindt u onderaan terug.

Nieuwe heldere oorspecula voor eenmalig gebruik

Samen met de vernieuwde macroview otoscopen zijn er nu ook de nieuwe LumiView Clear specula. Deze specula zijn transparant van kleur i.p.v. zwart. Dit zorgt bij de pediatrische specula tot 8x helderder zicht en bij de specula voor volwassenen tot 4x helderder zicht. Bovendien zijn deze specula ook wegwerp zodat u het risico op kruisbesmetting kunt beperken.

Inhoud van de volledige Macroview Plus otoscoopset

- Lithium-ion Plus handvat
- Macroview otoscoopkop Plus
- USB-C oplaadkabel
- iExaminer Smart Bracket
- 2x SmartClips
- 5x Lumiview Clear oorspecula
- iExaminer testcard
- Handleiding
- Stevig etui