



Artikelnummer	122337
Prijs excl. BTW	€ 785,00
Prijs incl. BTW	€ 949,85
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Ervaar grotere, helderdere beelden met deze vernieuwde Welch Allyn PanOptic oftalmoscoopkop Basic.

Oftalmoscopie (fundoscopie) voor het opsporen van oogaandoeningen

Oftalmoscopie ook wel een oogspiegelonderzoek genoemd. Door dit onderzoek kan de arts de achterkant van het oog (fundus) zien, waardoor hij het netvlies, de optische schijf en het netwerk van kleine vaatjes die het oog van bloed voorzien, kan bestuderen. Dit is een belangrijk onderzoek, omdat de fundus nuttige informatie kan geven over de totale gezondheidstoestand. De fundus is de enige plek in het lichaam waar aders en slagaders rechtstreeks kunnen worden bekeken, zonder te hoeven opereren.

Wat is er nieuw aan deze PanOptic oftalmoscoopkop Basic ?

Deze oftalmoscopen worden nu standaard geleverd met onze SureColor LED-verlichting

en zijn gebouwd om lang mee te gaan met onze DuraShock-technologie, die samen helpen om de totale levensduur te verbeteren. Het nieuwe assortiment van diagnostische koppen is ook compatibel met de huidig bestaande 3,5 V-handvatten. Geen mogelijkheid tot aansluiting van uw Smartphone. Garantie 1 jaar.

PanOptic oftalmoscoopkop Basic met langdurige LED-verlichting

De PanOptic oftalmoscoopkop Basic is een vernieuwde oftalmoscoopkop van Welch Allyn. Deze PanOptic is voorzien van een Welch Allyn SureColor LED lamp (niet vervangbaar), deze is zeer energiezuinig en geeft meer en witter licht dan een traditioneel halogeen lampje. Om deze redenen bieden de PanOptic oftalmoscoop Basic praktische voordelen bij hoogfrequent gebruik in de dagelijkse praktijk.

Vernieuwd en gebruiksvriendelijk design

Een nieuw ontwerp met een vertrouwde vorm en gevoel, met een ongelooflijke beeldweergave van 20x het oppervlak van het oog ten opzichte van de gebruikelijke oftalmoscoop, dit zijn beelden die je moet zien. Welch Allyn heeft geluisterd naar talloze zorgverleners en hebben de Quick Eye-uitlijningstechnologie toegevoegd, om de blik van de patiënt te helpen richten voor een betere uitlijning van het oog. Onze revolutionaire PanOptic oftalmoscoopkop Basic pakt de fundamentele uitdagingen aan van de directe oftalmoscopie van niet-verwijdde pupillen om zicht te krijgen op de hoge kwaliteit fundus voor nauwkeurige onderzoeken. Opmerking: [handvat](#), reostaat en tafelooplader zijn niet inbegrepen. Smart bracket niet van toepassing op dit model.