

WELCH ALLYN ProBP 2000

Digitale bloeddrukmeter met Flexiport-manchet

08/10/2025 20:54:51



Artikelnummer	122420
Prijs excl. BTW	€ 225,00
Prijs incl. BTW	€ 272,25
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

Bij de zoektocht naar een digitale bloeddrukmeter voor klinische omgevingen zijn nauwkeurigheid en betrouwbaarheid waarschijnlijk uw belangrijkste aandachtspunten. Welch Allyn heeft de nieuwe digitale ProBP 2000-bloeddrukmeter ontworpen met technologische functies voor resultaten waarop u kunt vertrouwen.

Welch Allyn SureBP[®] technologie:

Ons SureBP[®]-oppompalgoritme wordt gebruikt in verschillende apparaten voor vitale functies van Welch Allyn. Het helpt artsen in alle zorginstellingen met het vastleggen van geautomatiseerde, snelle en nauwkeurige bloeddrukmetingen.

- Bloeddrukmetingen worden comfortabeler bij het oppompen en duren ongeveer 20 seconden
- Voldoet aan de AAMI-normen voor nauwkeurigheid van de bloeddruk
- Met één druk op de knop wordt de bloeddruk gemeten vanaf het moment dat de manchet wordt opgepompt
- 97% voltooiingspercentage tijdens beweging

Welch Allyn FlexiPort[®] bloeddrukmanchettechnologie:

Het gebruik van de juiste manchetmaat is een belangrijke factor bij het verkrijgen van nauwkeurige metingen. Welch Allyn FlexiPort-manchetten zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten: voor iedere patiënt is er wel een. Op deze manier kunt u altijd de juiste manchetmaat kiezen voor nauwkeurige metingen. De standaard volwassen manchet (nr. 11) is inbegrepen.

- De unieke vastklikkende eenpuntsaansluiting voorkomt het gedoe met de gewone manchetslangen en -aansluitingen. Zo kunt u meer tijd besparen als u het druk hebt.
- De ProBP 2000 is compatibel met FlexiPort herbruikbare manchetten, variërend van kind tot grote volwassene, en kan ook worden gebruikt op de dijen (15-55 cm).

Afbeeldingen

