



CURAS Foley-katheter - Gesiliconiseerd - CH30 - 30ml - 2-wegs - 40cm - per stuk

08/10/2025 15:01:47



Artikelnummer	S1383
Prijs excl. BTW	€ 2,53
Prijs incl. BTW	€ 3,06
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

CURAS Foley-katheter – Gesiliconiseerd, 2-wegs – Per stuk

De CURAS Foley-katheter is een hoogwaardige, gesiliconiseerde 2-wegs katheter die zorgt voor optimaal comfort en veiligheid.

Deze katheter is ontworpen voor zowel kort- als middellangdurig gebruik en biedt een soepele en betrouwbare katheterisatie. is de gesiliconiseerde versie, dus vervaardigd van latex, enkel een gesiliconiseerde rand. Wordt niet gebruikt bij patiënten met een latexallergie!

Eigenschappen

- Gesiliconiseerd latex – flexibel en comfortabel voor langdurig gebruik, niet gebruiken bij patiënten met latexallergie!
2-wegs ontwerp – voor efficiënte drainage en gemakkelijke plaatsing
Gladde X-Ray tip – zorgt voor eenvoudige insertie en detecteerbaarheid
Kleurcodering – snelle en eenvoudige herkenning van de maat

Welke maat CURAS Foley-katheter kiezen?

De maat van de CURAS Foley-katheter wordt aangegeven in Charrière (Ch), waarbij 1 mm gelijk is aan 3 Ch. De CURAS Foley-katheter is geschikt voor professioneel gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen en thuiszorg. Bestel de CURAS Foley-katheter per stuk voor optimale hygiëne en gemak.

Afbeeldingen

