

CURAS Foley-katheter - Gesiliconiseerd - CH6 - 3ml - 2- wega - 40cm - per stuk

08/10/2025 14:54:03



Artikelnummer	S1380
Prijs excl. BTW	€ 2,30
Prijs incl. BTW	€ 2,78
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

CURAS Foley-katheter – Gesiliconiseerd, 2-wega – Per stuk

De CURAS Foley-katheter is een hoogwaardige, gesiliconiseerde 2-wega katheter die zorgt voor optimaal comfort en veiligheid.

Deze katheter is ontworpen voor zowel kort- als middellangdurig gebruik en biedt een soepele en betrouwbare katheterisatie. is de gesiliconiseerde versie, dus vervaardigd van latex, enkel een gesiliconiseerde rand. Wordt niet gebruikt bij patiënten met een latexallergie!

Eigenschappen

- Gesiliconiseerd latex – flexibel en comfortabel voor langdurig gebruik, niet gebruiken bij patiënten met latexallergie!
- 2-wegs ontwerp – voor efficiënte drainage en gemakkelijke plaatsing
- Gladde X-Ray tip – zorgt voor eenvoudige insertie en detecteerbaarheid
- Kleurcodering – snelle en eenvoudige herkenning van de maat

Welke maat CURAS Foley-katheter kiezen?

De maat van de CURAS Foley-katheter wordt aangegeven in Charrière (Ch), waarbij 1 mm gelijk is aan 3 Ch. De CURAS Foley-katheter is geschikt voor professioneel gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen en thuiszorg. Bestel de CURAS Foley-katheter per stuk voor optimale hygiëne en gemak.