



Artikelnummer	01740
Prijs excl. BTW	€ 7,64
Prijs incl. BTW	€ 9,24
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

FlexGRIP Universal Katheterfixatie - CH5 tem 11 - per stuk is geschikt voor de stabilisatie en fixatie van een breed scala aan katheters, waaronder nefrostomiekatheters (postoperatief), drainagekatheters, grippernaalden (Port-a-Cath), trombolysekatheters, jejunostomiekatheters, evenals slangen, kabels en aandrijflijnen, zoals die gebruikt bij LVAD-systemen. Dit product biedt betrouwbare ondersteuning bij verschillende medische toepassingen, waarbij comfort, veiligheid en gebruiksgemak voorop staan. Kenmerken:

- Compatibel met katheters van 5-18 Fr in diameter
- Uitstekende fixatiesterkte voor betrouwbare stabilisatie
- Eenvoudig te gebruiken met een voorgemonteerde fixatielus
- Extra vergrendeling voor nog meer veiligheid
- Huidvriendelijke en hypoallergene pleister

- Gemaakt van zachte, comfortabele materialen

Voordelen:

- Universeel systeem, geschikt voor diverse toepassingen
- Voorkomt katheter migratie en gerelateerde complicaties
- Extra veiligheidsvergrendeling om ongewenst losraken te voorkomen
- Beschermst tegen MARSI (huidletsels door medische kleefstoffen)
- Optimaliseert het comfort voor de patiënt