



Artikelnummer	1800301
Prijs excl. BTW	€ 9,49
Prijs incl. BTW	€ 11,48
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De Lille Suprem Form zijn anatomische inlegverbanden die doorgaans worden gedragen in een speciaal fixatiebroekje, namelijk de Lille Suprem Fix.

Lille Suprem Form anatomische inlegverbanden worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitseisen.

Zij bieden effectieve bescherming bij een matige tot zware vorm van incontinentieproblemen en zijn zo gemaakt dat een normale gang naar het toilet mogelijk blijft. Alle producten uit dit assortiment hebben een zeer hoog absorptievermogen. Zij zijn zacht en comfortabel. De patiënt heeft steeds een droog gevoel en voelt zich zeker.

Lille Suprem Form met een betere anatomische pasvorm en een anti-lekkage systeem.

De Lille Suprem Form inleggers hebben een anatomische vorm met elastische anti-lekranden. Door het absorptiekussen binnenin is er een snellere absorptie van vocht mogelijk in de centrale zone en aan de achterzijde van de luier. Deze inleggers hebben

ook een super absorber die het absorptievermogen nog meer vergroot en tevens ook nog eens hinderlijke geurtjes neutraliseert. Ondanks al deze kenmerken, voelen deze inleggers nog altijd discreet en comfortabel aan. Zo behoudt de persoon die dit draagt zijn gevoel van eigenwaarde.

Verkrijgbaar in verschillende versies

Referentie	Omschrijving	Taille	Absorptie
LSFM5121BR	Regular+	61 x 34cm	1570 ml
LSFM5141BR	Extra+	67 x 36cm	2230 ml
LSFM5161BR	Super+	70 x 36cm	2740 ml
LSFM5171BR	Maxi	70 x 36cm	2920 ml