



Artikelnummer	1803871
Prijs excl. BTW	€ 18,73
Prijs incl. BTW	€ 22,66
Voorraad	Nog slechts 9 op voorraad

Omschrijving

MoliCare Premium Form is een anatomisch gevormde inleggers met zachte textiel achterkant en actieve huidbescherming voor elke graad van incontinentie.

Met zachte textielachtige buitenzijde en geïntegreerde vochtindicator

Molicare Premium Form is een anatomisch gevormde inlegger met ondoorlaatbare zachte textielachtige buitenzijde en geïntegreerde vochtindicator. De toplaag van de absorptiekern heeft een huidvriendelijke pH-waarde van 5,5. Dit zorgt voor een anti-bacteriële werking en helpt de beschermende zuurmantel van de huid te stabiliseren. Geoptimaliseerde anatomische anti-lekrandjes garanderen betere bescherming tegen lekken. Goed afsluitende elastische draden bij de benen zorgen voor een optimale pasvorm.

Eigenschappen van de Molicare Premium Form

- textielachtige buitenzijde, is ondoorlaatbaar voor vocht en discreet wit.
- met vochtindicator voor de optimale aanduiding van het tijdstip van de luierswissel.
- MoliCare Premium Form houdt de huid gezond.
 - de 3-lagige geurbindende absorptiekern leidt het vocht snel binnenin de absorptiekern en houdt het daar veilig vast.
 - de inlegger is bovendien antibacterieel.
 - heeft een neutrale pH-waarde van 5,5 waardoor de natuurlijk beschermende zuurmantel van de huid intact blijft.
- De Advanced Dry Technology garandeert 30% minder terugvloeien.
- De speciale anti-lekrandjes zorgen voor een veilige bescherming tegen lekken.

Anatomische inleggers voor licht tot zéér zware incontinentie

- 3 en 4 druppels
 - Unisex product voor lichte tot matige incontinentie, zowel voor bedlegerige als mobiele personen.
- 5 en 6 druppels
 - Unisex product voor matige incontinentie, zowel voor bedlegerige als mobiele personen.
- 7 en 8 druppels
 - Unisex product voor zware incontinentie, zowel voor bedlegerige als mobiele personen.
- 9 druppels en +Size
 - Unisex product voor zeer zware incontinentie, zowel voor bedlegerige als mobiele personen.

De anatomische inleggers kunnen gebruikt worden in combinatie met [MoliCare Premium Fixpants](#).