



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 1805551     |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 22,77     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 27,55     |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

TENA Flex Maxi is speciaal ontworpen voor mensen met zwaar tot zeer zwaar urineverlies. Dankzij de innovatieve ConfioAir™ technologie is dit product volledig ademend en dermatologisch getest, wat bijdraagt aan een gezonde huid. De geïntegreerde ComfiStretch™ heupband met klittenbandsluiting zorgt voor een gemakkelijke, ergonomische en waardige verschoning.

De tweedelige kern met FeelDry™ technologie neemt grote hoeveelheden urine snel op en houdt deze weg van de huid, voor langdurige droogheid en comfort – zowel overdag als 's nachts. Het zachte, ademende materiaal en de anti-lekrandjes bieden een veilige, discrete pasvorm en uitstekende bescherming in elke houding.

### Belangrijkste voordelen van TENA Flex Maxi:

- ConfioAir™ laat de huid ademen en bevordert huidgezondheid
- ComfiStretch™ heupband voor eenvoudig en ergonomisch verschonen

- FeelDry™ technologie voor snelle opname en droge huid
- Anti-lekrandjes bieden extra zekerheid bij elke beweging
- Odour Neutralizer vermindert geurtjes voor meer frisheid en zelfvertrouwen
- Urine-indicator toont wanneer vervanging nodig is
- Zacht, elastisch materiaal voor optimaal comfort en pasvorm
- Dermatologisch getest