



Artikelnummer	1805451
Prijs excl. BTW	€ 19,22
Prijs incl. BTW	€ 23,26
Voorraad	Nog slechts 8 op voorraad

Omschrijving

TENA Flex Plus is een innovatief incontinentieproduct met een geïntegreerde ComfiStretch heupband, speciaal ontworpen voor gebruikers met matig tot zwaar urineverlies. Dankzij de ConfioAir™-technologie is het product volledig ademend, dermatologisch getest en bevordert het een gezonde huid.

De combinatie van het ergonomische ontwerp, de snelle absorptie en de anti-lekrandjes zorgt voor een comfortabele, discrete én effectieve bescherming – zowel overdag als 's nachts.

Waarom kiezen voor TENA Flex Plus?

- ConfioAir™ technologie: volledig ademend en huidvriendelijk
- Geïntegreerde heupband met klittenbandsluiting voor eenvoudig en ergonomisch gebruik
- FeelDry™ technologie: snelle opname van urine voor langdurige droogheid

- Anti-lekrandjes voor extra zekerheid in elke houding
- Odour Neutralizer: vermindert ongewenste geurtjes voor meer frisheid en zelfvertrouwen