



Artikelnummer	1805501
Prijs excl. BTW	€ 25,65
Prijs incl. BTW	€ 31,04
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

TENA Flex Super is een innovatief incontinentieverband met heupbandsluiting, speciaal ontwikkeld voor mensen met zwaar urineverlies. Dankzij de ConfioAir™ technologie is het product volledig ademend en dermatologisch getest, wat bijdraagt aan een gezonde huid. De geïntegreerde ComfiStretch™ heupband maakt het verschonen eenvoudiger en ergonomischer voor zowel gebruiker als verzorger.

De tweedelige kern met FeelDry™ technologie neemt urine snel op en houdt deze weg van de huid, voor langdurige droogheid – overdag én 's nachts. De anti-lekrandjes en het zachte materiaal zorgen voor een comfortabele pasvorm en discrete bescherming in elke houding.

Belangrijkste voordelen van TENA Flex Super:

- ConfioAir™ laat de huid ademen voor meer comfort en huidgezondheid

- ComfiStretch™ heupband met klittenbandsluiting voor eenvoudig, ergonomisch verschonen
- FeelDry™ technologie houdt urine weg van de huid voor langdurige droogheid
- Anti-lekrandjes bieden extra zekerheid bij elke beweging
- Odour Neutralizer vermindert geurtjes voor een fris gevoel en meer zelfvertrouwen
- Urine-indicator toont aan wanneer vervanging nodig is
- Elastisch, ademend materiaal voor een perfecte pasvorm en draagcomfort
- Dermatologisch getest voor extra gemoedsrust