



Artikelnummer	1805391
Prijs excl. BTW	€ 25,33
Prijs incl. BTW	€ 30,65
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

TENA Slip Maxi is een betrouwbaar en comfortabel incontinentieproduct, ontwikkeld voor mensen met zwaar tot zeer zwaar urineverlies. Dankzij de FeelDry™ technologie wordt urine snel opgenomen en vastgehouden in de kern, zelfs onder druk. Zo blijft de huid droog, wat zorgt voor langdurig comfort en bescherming tegen lekkage.

De ConfioAir™-technologie met volledig ademende materialen bevordert een gezonde huid. Dankzij de hersluitbare klittenbandstrips is de slip eenvoudig aan te brengen, aan te passen en perfect passend te maken.

Belangrijkste voordelen van TENA Slip Maxi:

- Maximale absorptie dankzij de superabsorberende kern
- Volledig ademend ontwerp met zachte, katoenzachte buitenlaag
- FeelDry™ technologie houdt urine weg van de huid
- Comfortabele pasvorm met elastische taille en beenelastiek

- Odour Neutralizer voor frisheid en zelfvertrouwen
- Vochtindicator toont wanneer vervanging nodig is
- Easy Select kleurcodering voor eenvoudige herkenning van maat en absorptie