



Artikelnummer	1805311
Prijs excl. BTW	€ 15,06
Prijs incl. BTW	€ 18,22
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Naamswijziging: Momenteel is er een wijziging, hete vroeger TENA Slip Active fit PLUS zal binnenkort Tena slip Proskin plus heten

TENA Slip Plus is bestemd voor matig tot zwaar urineverlies. TENA Slip Plus met de hersluitbare tapes kan het product eenvoudig worden bevestigd en blijft het goed op zijn plek.

TENA Slip Plus met Confio Air laat de huid ademen.

Nieuwe ademende zijkanalen en buitenkant houden de huid droog voor meer comfort en een gezonde huid.

TENA Slip Active fit Plus met brede klittenband strips zorgen voor een comfortabele pasvorm.

Het incontinentie product is eenvoudig te bevestigen en meerdere malen aanpasbaar voor een perfecte pasvorm, bescherming en comfort.

TENA Slip Plus met een snelle, super absorberende kern biedt bescherming tegen lekkage.

Feel Dry technologie absorbeert tot grote hoeveelheden urine in de kern. De urine blijft zelfs onder druk opgenomen in de kern en weg bij de huid, voor meer comfort.

TENA Slip Active fit Plus met zacht materiaal dat aanvoelt als katoen voor optimaal comfort.

Materiaal dat aanvoelt als katoen. Is zacht en aangenaam op de huid.

De Odour Neutralizer vermindert het ontstaan van geurtjes.

De Odour Neutralizer vermindert het ontstaan van geurtjes en zorgt zo voor een fris gevoel en meer zelfvertrouwen.

TENA Slip Plus met een vochtindicator die aangeeft wanneer het product moet worden vervangen.

U hoeft het product niet te openen om vast te stellen of vervanging noodzakelijk is. De vochtindicator aan de buitenkant van het product wordt blauw in plaats van geel wanneer het tijd is om te vervangen. Eén blik op de vochtindicator is dus voldoende.

TENA Slip Plus met ronde beenelastieken voor perfecte pasvorm en een goede bescherming.

De elastische tailleband en het ronde beenelastiek zorgen voor een perfecte pasvorm en een goede bescherming.

TENA Slip Plus met een Easy Select kleurcodering geeft de absorptiecapaciteit aan.

De absorptiecapaciteit van het incontinentieverband wordt aangegeven door een kleurcodering en de maat is duidelijk op het product en de verpakking gedrukt om de herkenbaarheid te vergroten.

Beschikbaar in verschillende afmetingen

Maat	Heupmaat	Verpakking
XS	49 - 74 cm	3 x 30 stuks
S	56 - 85 cm	3 x 30 stuks
M	73 - 122 cm	3 x 30 stuks
L	92 - 144 cm	3 x 30 stuks

[Meer info: TENA Slip](#)