



Artikelnummer	122405
Prijs excl. BTW	€ 2.014,40
Prijs incl. BTW	€ 2.437,42
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Welch Allyn 7100S een compacte ambulante 24-uurs bloeddrukmeter inclusief software en 2 manchetten (1 x Volwassen Manchet nr 11 + 1x Volwassen Plus manchet nr 11L)

Hypertensie & slaapwaarden identificeren

De Welch Allyn ABPM 7100S is een makkelijk te gebruiken 24-uurs bloeddrukmonitor die u toelaat "witte jassen" hypertensie te identificeren, nauwkeurige slaapwaarden te noteren en medicatie en behandeling af te stemmen op de individuele noden van uw patiënt.

Met krachtige Software

Deze monitor geeft u ook krachtige software die het mogelijk maakt op efficiëntere wijze bloeddrukwaarden te analyseren en mogelijke complicaties bij de patiënt te diagnosticeren. Verder heeft het apparaat een innovatief mouwdesign, dat de manchet stevig vastmaakt op de arm van uw patiënt, wat een groter comfort biedt tijdens langere testperioden. Met dit alles brengt de Welch Allyn ABPM 7100S een verbeterde

bloeddrukcontrole voor uw patiënten en wordt monitoring doeltreffender en efficiënter voor uw praktijk

De bloeddrukmeter wordt geleverd met:

- 4x AA batterijen
- USB kabel
- Een ABPM Adult Manchet (25-35 cm)
- Een ABPM Large Adult Manchet (39-46 cm)
- Opbergtas: voor bescherming tijdens het meten
- CardioPerfect Workstation software.