



Artikelnummer	113036
Prijs excl. BTW	€ 44,47
Prijs incl. BTW	€ 53,81
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Elegant, compact en mooi ontwerp van dit kubusvormig aerosoltoestel.

Snel en praktisch model, gemakkelijk te vervoeren en met opbergruimte voor accessoires.

Incl. mondstuk, neusstuk, masker voor volwassene, masker voor kind, medicijnbeker, 2 luchtfilters.

- Motor: 230 V 50 Hz 120 VA
- Drugresidu: 0,3 ml
- Max luchtdruk: 1,7 - 2,3 bar
- Werkdruk: 0,5 / 0,7 bar
- Max Air Flow: 13 - 17 l / min
- Deeltjes dimensie: <5µMMAD
- Intermitterend gebruik: 20 min ON / 40 min OFF

- Geluidsniveau: 56 dB
- Gewicht: 1.565 Kg
- Afmetingen: 170 x 170 x 130 mm
- Geluidsniveau: 63 dB