



Artikelnummer	11A022
Prijs excl. BTW	€ 301,60
Prijs incl. BTW	€ 364,94
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Zuiger voor kleine ingrepen, makkelijk verplaatsbaar en licht.

Aspiratiestoestel aangepast voor plaatselijk gebruik of voor kleine interventies.

- Zuigmotor
- Doos vervaardigd uit ABS
- Krachtregelaar
- Manometer bevestigd op de doos
- Opvangflacon van 1 liter in polycarbonaat met terugslagklep
- Sonde in Nelaton CH20, opvangflacon
- Zuiger: 40L/min
- Afmetingen: 37x22x22 cm
- Gewicht: 3,6 kg

Geleverd met slang vervaardigd uit siliconen, verbindstuk voor slang