



Artikelnummer	150090
Prijs excl. BTW	€ 361,07
Prijs incl. BTW	€ 436,89
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

De Bobby is veel meer dan een eenvoudige opslag trolley. Het is de trolley die design geschiedenis maakte. In 1970 ontworpen door Joe Colombo. De Bobby is bekroond met de eerste prijs op SMAU in 1971 en is onderdeel van de permanente collectie van zowel het MoMA en de "Triennale" in Milaan. De Bobby is ontworpen met spuitgegoten ABS kunststof lades en vakken die eenvoudige verticaal modulaire oplossingen bieden. De Bobby biedt veelzijdige maat opslagcapaciteit, terwijl de polypropyleen wielen volledige mobiliteit garanderen.

Specificaties van Bobymed klein met 3 laden

- Breedte : 43 cm
- Diepte : 42 cm
- Hoogte : 73,5 cm

- Gewicht : 12,5 kg
- Materiaal: Injection-moulded ABS plastic

Afbeeldingen

