



Artikelnummer	000547
Prijs excl. BTW	€ 4,72
Prijs incl. BTW	€ 5,71
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Bowie & Dick-test (3M) voor autoclaven - 1 test De Bowie & Dick autoclaaf testpakket is een compact, efficiënt en eenvoudig te gebruiken testpakket, ontwikkeld voor eenmalig gebruik in de autoclaaf voor de dagelijkse controle. Dit test-pakket maakt het mogelijk te voldoen aan de door opgestelde eisen van Department of Health (HTM 01-05) voor het dagelijks controleren van uw sterilisator. Deze 3M Bowie en Dick moet dagelijks worden uitgevoerd. De uitslag van het test pakket bewijst dat deze naar goed functioneren werkt. Bowie & Dick-type testpakket is ontworpen voor het detecteren van luchtlekken en / of onvoldoende luchtverwijdering en stoompenetratie voor vacuümstoomsterilisatoren. Deze is tijds-besparend, duidelijke kleur verandering zorgt voor duidelijke interpretatie. Adequaatheden van de stoompenetratie aan te tonen. De 3M B&D Autoclaaf testpakket is een compact, efficiënt en eenvoudig te gebruiken testpakket, ontwikkeld voor eenmalig gebruik in de autoclaaf voor de dagelijkse controle. Voor een optimaal en efficiënte planning en dagelijkse productiviteit van uw tandartspraktijk door een gestroomlijnd sterilisatieproces.