



Artikelnummer	122400
Prijs excl. BTW	€ 3.444,89
Prijs incl. BTW	€ 4.168,32
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

De Hillrom CardioPerfect PC gebaseerd ECG-systeem is een compact, PC-gebaseerd ECG-systeem dat 12 afleidingen simultaan opneemt en real-time weergeeft op uw computerscherm. Ideaal voor huisartsen, specialisten en klinieken die efficiënt en digitaal willen werken.

Geen thermisch papier

Print ECG's eenvoudig op standaard A4-papier. Thermisch papier is niet meer nodig, wat kosten bespaart.

Automatische opslag

Alle ECG-gegevens worden automatisch opgeslagen op uw PC. Deel de resultaten eenvoudig via e-mail of importeer ze in uw EPD. Exporteren kan in PDF, TIF of XML.

Real-time weergave

De 12 afleidingen zijn direct zichtbaar op uw scherm. Vergelijk eenvoudig meerdere ECG's van dezelfde patiënt en print op maat via een standaardprinter.

Belangrijkste voordelen

- Lage aanschaf- en gebruikskosten
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Kwalitatieve MEANS-interpretatiesoftware
- Volledig digitale werkwijze

De MEANS-software is ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit en TNO, en wordt wereldwijd erkend.

Afbeeldingen

