

Cautery set met handvat en vervangbare batterijen + 4 elektrodes

09/10/2025 00:35:10



Artikelnummer	115097
Prijs excl. BTW	€ 66,42
Prijs incl. BTW	€ 80,37
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Cauterisatieset met handvat - promopakket Dit apparaat is uitgerust met verwisselbare punten gemaakt van nikkel-chroom draad. Deze punten zorgen voor een betrouwbare en efficiënte verhitte, waardoor nauwkeurige resultaten mogelijk zijn tijdens medische procedures.

Vervangbare batterijen

Voor gebruiksgemak en duurzaamheid is het apparaat voorzien van vervangbare batterijen. Dit maakt het mogelijk om snel van energiebron te wisselen, wat de continuïteit van behandelingen garandeert, zelfs tijdens langdurige sessies.

Herbruikbare handgrepen

De handgrepen van het apparaat zijn herbruikbaar en ontworpen voor comfortabel en

langdurig gebruik. Dit verhoogt de duurzaamheid en vermindert de afvalproductie, wat bijdraagt aan een milieuvriendelijke aanpak.

Brede toepassing in meerdere medische vakgebieden

- Gynaecologie
- Orthopedie
- Oor, neus en keel (ENT)
- Dermatologie
- Plastische en reconstructieve chirurgie

De veelzijdigheid van het apparaat maakt het een waardevol hulpmiddel in diverse medische contexten.

Cauteriseren van kleine bloedvaten

Een van de belangrijkste toepassingen van dit apparaat is het cauteriseren van kleine bloedvaten, vooral in de dermatologische chirurgie. Deze functie helpt bloedingen effectief te stoppen en bevordert een vlotte en veilige operatie.