



Artikelnummer	115003
Prijs excl. BTW	€ 782,36
Prijs incl. BTW	€ 946,66
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Monopolaire snij- en coagulatietoestel. Radiofrequentie elektro-unit geschikt voor kleine monopolaire chirurgie. De microcontroller en het digitale display garanderen een hoge veiligheid en betrouwbaarheid onder alle omstandigheden.

Functies: snijden - 2 types snijden en caoguleren - monopolaire coaguleren.

Coagulator biedt professionele chirurgische resultaten als gevolg van ergonomische en superieure veiligheidsvoorzieningen.

Geleverd met toebehoren:

- handvat single use

- waterdichte voetschakelaar
- metalen plaat + kabel
- uitrusting van 6 korte autoclaveerbare elektroden (Ø 2,4mm, lengte 5cm)
- stroomkabel 2m - Schuko stekker
- gebruiksaanwijzing: Engels, Italiaans.

Technische specificaties:

- Max uitgangsvermogen CUT: 50 W - 400 Ohm
- Max uitgangsvermogen CUT / COAG1: 45 W - 400 Ohm
- Max uitgangsvermogen CUT COAG2: 40 W - 400 Ohm
- Max uitgangsvermogen COAG: 40 W - 400 Ohm
- Werkfrequentie: 600 KHz
- Patiëntcircuit: F
- Selecteerbare ingangsspanning: 115 - 230 Vac
- Netfrequentie: 50 - 60 Hz
- Elektrisch ingangsvermogen: 200 VA
- Maat B x H x D mm: 190 x 85 x 239
- Gewicht: 2,5 kg
- Besturing: bewaking patiënt / plaatcircuit, bewaking uitgangsvermogen,
- Veiligheid: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2
- Elektrische klasse: I CF, MDD 93/42 / EG Klasse: II b

Afbeeldingen

