



Artikelnummer	3200
Prijs excl. BTW	€ 1.610,02
Prijs incl. BTW	€ 1.948,12
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Het QuikRead GO CRP-toestel is een geavanceerd diagnostisch instrument dat wordt gebruikt om snel en nauwkeurig het niveau van C-Reactive Protein (CRP) in het bloed te meten. CRP is een belangrijke biomarker die helpt bij het diagnosticeren van ontstekingen en infecties in het lichaam. Met zijn compacte ontwerp, automatische kalibraties en eenvoudige bediening is het een waardevol hulpmiddel voor diverse zorgverleners in verschillende klinische omgevingen. Door betrouwbare resultaten te leveren, ondersteunt het CRP-toestel effectieve patiëntenzorg en klinische besluitvorming. In combinatie met het workstation is dit een uiterst gebruiksvriendelijk en snelle manier om snel tot een correcte beeldvorming van de patiënt te komen. Testkits (50 stuks) en workstation zijn afzonderlijk te verkrijgen.

Kenmerken

- Snelle resultaten
- Eenvoudig in gebruik
- Nauwkeurige metingen
- Compact en draagbaar
- Automatische kalibratie en zelfcontrole
- Data management

Toepassingen van een CRP-toestel

- Diagnose van infecties
- Monitoring van ontstekingsaandoeningen
- Evaluatie van behandelingsrespons
- Ondersteuning bij klinische besluitvorming

Voordelen

- Snelle diagnostiek
- Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
- Gebruiksgemak
- Flexibiliteit in gebruik
- Kosteneffectief

Eigenschappen van het CRP-toestel

- Verbinding met pc mogelijk via USB
- Intern geheugen tot 100 metingen

Mogelijke opties

- Accu
- Draagtas
- Workstation
- WLAN-adapter
- Barcodelezer

Afbeeldingen

