

Deneo Bloedafnamestoel op vaste voet - Verstelbare hoogte - Rotatie - Sit & Go

08/10/2025 14:43:03



Artikelnummer	150142
Prijs excl. BTW	€ 3.097,08
Prijs incl. BTW	€ 3.747,47
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

DENEO® is een concentraat van vernieuwingen voor een betere toegankelijkheid voor de verzorging van de patiënt en voor een groter comfort voor zowel de patiënt als de arts.

Het ontwerp van DENEO® is het resultaat van langdurig en uitgebreid onderzoek en vele praktijktests met laboratoriumprofessionals.

Dit onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de aanvraag van octrooi en het deponeren van de modellen.

Comfort van de DENEO® bloedafnamestoel

- 360° wenteling (op bepaalde modellen)

- Beperkte afmetingen, optimaal gebruik van de ruimte
- Bekleding BodyShape : natuurlijke stand

Hygiëne van de DNEO® bloedafnamestoel

- Stoffering met bacteriewerende bescherming (afhankelijk van de kleurkeuze, zie kleurenoverzicht)
- Gemakkelijk te reinigen
- Naadloze bekleding
- Afneembare handgrepen

Veiligheid van de DNEO® bloedafnamestoel

- Noodpositie gemakkelijk, moeiteloos en snel
- Armsteun aan rugleuning bevestigd en handgrepen geïntegreerd > levensduur
- Ronde voet: stabiliteit van de stoel
- Zitting van M1 vuurvertragende stoffering (afhankelijk van de kleurkeuze, zie kleurenoverzicht)
- Maximum gewicht patiënt: 200 kg

Toegankelijkheid van de DNEO® bloedafnamestoel

- Sit 'n' Go concept: ontvangstand op 50 cm van de grond (afhankelijk van het model)
- Aangepaste hoek van de kniesteunen voor gemakkelijkere toegang

Standaard eigenschappen van de DNEO® bloedafnamestoel

- Vaste hoogte (zitting 50 cm) en hydraulisch hoogte verstelbaar (zitting verstelbaar van 51 tot 71 cm)
- Structuur en epoxy grijs wolkendek (Ref80010-02R+80015-02R)
- Column epoxy grijze wolk en verchroomde corolla (ref 80000-02R+80005-02F+80005-02R)
- Kolom en chroom cirkelvormige basis (ref 80070-02R+80075-02R)
- 2 polyurethaan handgrepen geïntegreerd bij de zitting
- Zitting uit één stuk, naadloos, M1 bekleding, dikte schuim 30 mm, dichtheid 40 kg/m³
- 2 afneembare armsteunen, gebogen scharnier met schuim en naadloze thermogevormde M1 bekleding
- Maximum toegestane patiëntgewicht van 200 kg (statisch getest bij 500 kg)