



Artikelnummer	150131
Prijs excl. BTW	€ 5.538,00
Prijs incl. BTW	€ 6.700,98
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Duolys elektrische hoog-laag onderzoekstafel met kunststof beensteunen en block 'n roll wieltjes

Eigenschappen

- Elektrisch hoogte verstelbaar van 56 tot 96 cm
- Metalen frame met grijze epoxy poedercoating
- Trendelenburg en Anti-trendelenburg
- Achterste rugleuning met dubbele gasveer verstelbaar
- Middelste rugleuning elektrisch verstelbaar
- Bekleding 73 cm breed met versterkte zijkanten
- Waterdichte naadloze afneembare zitting
- Handbediening

- Verstelbare voetjes onder frame
- Verstelbare en uitneembare kunststof bak (6 liter)
- 2 papierrolhouder (max. breedte 60 cm - max. ø 15 cm)
- Toegankelijk voor patiëntenlift - vrije ruimte 12 cm
- Mogelijkheid tot aansluiting van 2 extra bedieningen
- Max. toegestane patiëntgewicht van 200 kg (dynamisch getest bij 250 kg en statisch bij 800 kg)
- Medisch toestel van elektrische klasse 2 / Niet beschikbaar in klasse 1
- Allerlei bijkomende opties mogelijk : voetbediening, gemonteerde LED onderzoekslamp, ...