



Duolys Onderzoekstafel - Elektrisch hoog/laag - Op stelpoten - Geïntegreerde hielsteunen

08/10/2025 14:30:22



Artikelnummer	150130
Prijs excl. BTW	€ 4.878,00
Prijs incl. BTW	€ 5.902,38
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

De Duolys onderzoekstafel van Promotal is de ideale oplossing voor een veelzijdige arts.

De Duolys, een polyvalente onderzoekstafel

De elektrische onderzoekstafel is in de hoogte verstelbaar, waarvan het centrale gedeelte aan de achterkant omhoog kan gebracht worden om de onderzoekstafel om te vormen tot een gynaecologische onderzoekstafel. De 73 cm brede bekleding zorgt voor een optimaal comfort voor u en uw patiënten. Dankzij de geïntegreerde beugels * wordt de Duolys omgevormd tot een stoel die geschikt is voor gynaecologisch onderzoek.

Dankzij de zachte elektrische bewegingen verwelkomt de Duolys onderzoekstafel al uw patiënten met eenvoud en waardigheid, ongeacht de pathologie of handicap. * *naargelang het model*

Van onderzoekstafel naar Gynaecologische onderzoekstafel

Elk onderdeel van de Duolys onderzoekstafel is geschikt voor een veelzijdig gebruik. Personaliseer uw onderzoekstafel met een breed gamma aan opties, accessoires en kleuren.

Kenmerken van de Duolys onderzoekstafel

- Elektrisch hoogte verstelbaar van 56 tot 96 cm
- Metalen frame met grijze epoxy poedercoating
- Trendelenburg en Anti-trendelenburg
- Achterste rugleuning met dubbele gasveer verstelbaar
- Middelste rugleuning elektrisch verstelbaar
- Bekleding 73 cm breed met versterkte zijkanten
- Waterdichte naadloze afneembare zitting
- Handbediening
- Verstelbare voetjes onder frame
- Verstelbare en uitneembare kunststof bak (6 liter)
- 2 papierrolhouder (max. breedte 60 cm - max. ø 15 cm)
- Toegankelijk voor patiëntenlift - vrije ruimte 12 cm
- Mogelijkheid tot aansluiting van 2 extra bedieningen
- Max. toegestane patiëntgewicht van 200 kg (dynamisch getest bij 250 kg en statisch bij 800 kg)
- Medisch toestel van elektrische klasse 2 / Niet beschikbaar in klasse 1
- Allerlei bijkomende opties mogelijk : voetbediening, gemonteerde LED onderzoekslamp, ...

Afbeeldingen

