



ECG-papier zigzag 60 x 75mm (voor o.a. Cardiette 600) (250 pag) - per stuk

08/10/2025 18:42:43

Artikelnummer	1164
Prijs excl. BTW	€ 2,24
Prijs incl. BTW	€ 2,71
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

ECG-papier zigzag 60 x 75mm (voor o.a. Cardiette 600) (250 pag) - per stuk

ECG-papier zigzag 60 x 75 mm is speciaal ontwikkeld voor het printen van elektrocardiogrammen (ECG's) op ECG-apparaten. Dit papier heeft een standaard zigzag-plooi, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is in apparaten zonder dat het vastloopt. De afmetingen van 60 x 75 mm zijn geschikt voor diverse ECG-machines. Het papier biedt duidelijke, scherpe afdrukken van de hartactiviteit, wat essentieel is voor nauwkeurige diagnose en analyse. Het is thermisch gecoat, waardoor de afdrukken bestand zijn tegen vervaging en goed leesbaar blijven voor medische professionals.