



Artikelnummer	110507
Prijs excl. BTW	€ 5,58
Prijs incl. BTW	€ 6,75
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Elektrode spray ECG/EKG spray 250ml Antibacterieel contactmedium met goede geleidingsfactor, voor ECG, EMG en EEG. De elektroden spray is een elektrolyt geschikt voor spierstimulatie apparatuur en ECG.

De spray zorgt voor een superieure geleiding tussen huid en elektroden.

- De elektroden spray is eenvoudig aan te brengen en gemakkelijk te reinigen. Het laat bovendien geen vlekken achter.
- Deze spray is bacteriostatisch en hypo-allergeen. Voor gebruik op korte en lange termijn.
- De elektroden spray zit verpakt in handig 250 ml sprayflesje.
- Niet vettig & kleurloos.
- Zonder formaldehyde
- De elektroden spray is bacteriedodend en bevat isopropylalcohol