

Elektrode voor cauterisatie - Kort - Fijne tip - Steriel - per stuk

08/10/2025 17:31:06



Artikelnummer	1156
Prijs excl. BTW	€ 9,22
Prijs incl. BTW	€ 11,16
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Elektrode voor cauterisatie zijn verwisselbare punten gemaakt van nikkel-chroom draad. Deze punten zorgen voor een betrouwbare en efficiënte verhitting, waardoor nauwkeurige resultaten mogelijk zijn tijdens medische procedures.

Herbruikbare handgrepen

De handgrepen van het apparaat zijn herbruikbaar en ontworpen voor comfortabel en langdurig gebruik. Dit verhoogt de duurzaamheid en vermindert de afvalproductie, wat bijdraagt aan een milieuvriendelijke aanpak.

Brede toepassing in meerdere medische vakgebieden

- Gynaecologie
- Orthopedie

- Oor, neus en keel (ENT)
- Dermatologie
- Plastische en reconstructieve chirurgie

De veelzijdigheid van het apparaat maakt het een waardevol hulpmiddel in diverse medische contexten.

Cauteriseren van kleine bloedvaten

Een van de belangrijkste toepassingen van dit apparaat is het cauteriseren van kleine bloedvaten, vooral in de dermatologische chirurgie. Deze functie helpt bloedingen effectief te stoppen en bevordert een vlotte en veilige operatie.

Afmetingen:

1. Kort - Fijne tip - Steriel - per stuk
2. Kort - Brede tip - Steriel - per stuk
3. Lang - Fijne tip - Steriel - per stuk