

# Instrumententafel met 1 lade en 3 stopcontacten - 49 x 35 x 78,5cm (B x D x H)

08/10/2025 20:52:57



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 150092                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 388,71                  |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 470,34                  |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 5 op voorraad |

## Omschrijving

Deze instrumententafel is een metalen trolley met 3 plateaus en 1 lade. De medische trolley is eveneens voorzien van 3 stopcontacten onder de laagste plank. De metalen trolley is gemaakt van epoxypoeder geleverd, elektrolytisch verzinkt staal. De instrumententafel is voorzien van lichtglanzende wielen. Deze medische trolley is de ideale oplossing voor gebruik in kleine ruimtes.

## Eigenschappen van de instrumententafel

- 3 mooie plateau's
- 1 ruime lade
- eenvoudig te desinfecteren en te reinigen
- verrijdbaar op 4 zwenkwielen
- opgebouwd in degelijk metalen frame

- voorzien van 3 stopcontacten
- max. gewicht per plateau: 10-12kg

## Kenmerken van de instrumententafel

- Afmetingen van de trolley
  - breedte: 480mm
  - diepte: 400mm
  - hoogte: 800mm
- Afmetingen van de plateau's
  - breedte: 400mm
  - diepte: 340mm
- Gewicht : 15,15Kg