

Instrumententafel met 3 lades en 3 stopcontacten - 49 x 34,5 x 79cm (B x D x H)

08/10/2025 18:49:19



Artikelnummer	150093
Prijs excl. BTW	€ 431,13
Prijs incl. BTW	€ 521,67
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

Deze instrumententafel is een metalen trolley met 3 lades en 2 plateau's. De medische trolley is eveneens voorzien van 3 universele stopcontacten onder de laagste plank. Dit is ideaal voor het aansluiten van verschillende elektrische apparaten. De metalen trolley is gemaakt van epoxypoeder geleverd, elektrolytisch verzinkt staal. De instrumententafel is voorzien van lichtglanzende wielen. Deze instrumententafel bevat een zacht bewegingssysteem voor een goed comfort. Deze medische trolley is de ideale oplossing voor gebruik in kleine ruimtes.

Eigenschappen van de instrumententafel

- 2 mooie plateau's
- 3 ruime lades
- eenvoudig te desinfecteren en te reinigen

- verrijdbaar op 4 zwenkwielen
- opgebouwd in degelijk metalen frame
- voorzien van 3 stopcontacten

Kenmerken van de instrumententafel

- Afmetingen van de trolley
 - breedte: 480mm
 - diepte: 400mm
 - hoogte: 800mm
- Afmetingen van de plateau's
 - breedte: 400mm
 - diepte: 340mm
- Gewicht: 15,15Kg