

# Instrumententafel met 3 stopcontacten - 49 x 35 x 78,5cm (B x D x H)

08/10/2025 22:13:59



<b>Artikelnummer</b>	150086
<b>Prijs excl. BTW</b>	€ 215,57
<b>Prijs incl. BTW</b>	€ 260,84
<b>Voorraad</b>	Nog slechts 5 op voorraad

## Omschrijving

Deze instrumententafel is een metalen trolley met 3 plateaus en voorzien van 3 stopcontacten onder de laagste plank. De metalen trolley is gemaakt van geverfd epoxypoeder en elektrolytisch verzinkt staal. De instrumententafel is voorzien van lichtglanzende wielen. Deze medische trolley is de ideale oplossing voor gebruik in kleine ruimtes.

## Eigenschappen van de instrumententafel

- 3 mooie plateau's
- eenvoudig te desinfecteren en te reinigen
- verrijdbaar op 4 zwenkwielen
- opgebouwd in degelijk metalen frame
- voorzien van 3 stopcontacten

# Afmetingen

- Afmetingen van de trolley
  - breedte: 480mm
  - diepte: 400mm
  - hoogte: 800mm
- Afmetingen van de plateau's
  - breedte: 400mm
  - diepte: 340mm
- Gewicht: 15,15 kg