



Artikelnummer	110202
Prijs excl. BTW	€ 8,70
Prijs incl. BTW	€ 10,53
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Kendall™ 5400 Diagnostische tabelelektroden

Kendall™ 5400 is marktleider in rust-EKG-elektroden.

Deze tabelelektroden zijn voorzien van de populairste hechtingsmethode dat geschikt is voor de meest gangbare diagnostische toepassingen. De Kendall™ 5400 tab-elektrode is voorzien van een kleefgel met maximale kleefkracht voor veeleisende patiënten.

- Gemakkelijk in gebruik.
- Zorgt voor een stevige hechting, herpositioneerbaarheid en lage impedantie voor duidelijke, betrouwbare tracersingen.
- Minimaliseert de lijmresten om het de patiënt te vergemakkelijken.
- Geschikt voor verschillende huidtypen en toepassingen.
- Zorgt voor een goede aanpassing aan de huid, torsieverlichting en radiolucentie.
- Helpt bij het herstelbaar maken van de elektrode defibrillatie.