



Artikelnummer	153323
Prijs excl. BTW	€ 391,61
Prijs incl. BTW	€ 473,85
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De onderzoekslamp Luxiflex LED is een koudlicht armatuur.

De onderzoekslamp Luxiflex LED is veelzijdig, heeft een compact ontwerp en is speciaal ontworpen voor het onderzoek.

Flexibiliteit van de onderzoekslamp Luxiflex LED

De flexibele arm van de onderzoekslamp Luxiflex LED is in de hoogte verstelbaar tot 85 cm.

De onderzoekslamp Luxiflex LED biedt een groot bereik, een maximaal comfort en een hoge flexibiliteit.

De onderzoekslamp Luxiflex LED heeft een krachtige LED van 15.000 lux op 50 centimeter.

De onderzoekslamp Luxiflex LED heeft een compact ontwerp.

De onderzoekslamp Luxiflex LED biedt dankzij zijn compacte LED-kop met een diameter van 8 cm en de schakelaar aan de voet van de lamp een eenvoudig gebruik. Dat maakt dit model een ideaal armatuur voor de meest veeleisende onderzoeken.

Specificaties van de onderzoekslamp Luxiflex LED

- Lichtbron: LED 8W
- Lux op 50 centimeter: 15.000 lux
- Levensduur van de lamp 25.000 uur
- Kleurtemperatuur: 4.000 °K
- Kleurweergave: 80%
- Armlengte: 72 cm
- Kleur: wit

Afbeeldingen

