



Artikelnummer	116032
Prijs excl. BTW	€ 4.169,67
Prijs incl. BTW	€ 5.045,30
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Autoclaaf Midmark - SPEEDY 6 liter

Conformiteit

- Autoclaven van klasse B
- Richtlijnen:
 - Medische hulpmiddelen 93/42/EG
 - Containers onder druk 97/23/EG
 - Beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2002/96/EG
 - Kleine stoomsterilisatoren EN 13060
 - Veiligheidsvoorschriften voor elektrische meet-, controle- en laboratoriumapparatuur IEC 61010-1

- Veiligheidsvoorschriften voor sterilisatoren IEC 61010-2-040
- Elektromagnetische compatibiliteit IEC EN 61326

Bedrijfszekerheid

- Geïntegreerde geleidbaarheidsmeter om de waterkwaliteit te meten en de efficiëntie van de cyclus te garanderen
- Geïntegreerd ROSI-osmoseapparaat voor waterzuivering (afhankelijk van het model)
- Traceerbaarheid van data en een geïntegreerde printer
- Bowie & Dick, Helix testcyclussen en vacuümtest

Aanpassingsmogelijkheden

- Model Start Delay met uitgestelde startfunctie tot 24 uur
- Kan worden aangesloten op een demineralisator of osmosesysteem
- Omkeerbare bladhouder (gebruik van bladen of cassettes)

Comfort

- De deur sluit automatisch
- Display kan in uw taal worden geprogrammeerd
- Voorgeprogrammeerde sterilisatiecyclussen
- Met water vullen/leegmaken door automatische pomp
- Automatisch afdrukken van de sterilisatiecyclus
- QuikSteam-technologie waarmee u maximaal 20% aan tijd, water en energie kunt besparen

Afbeeldingen

