



Artikelnummer	150170
Prijs excl. BTW	€ 871,90
Prijs incl. BTW	€ 1.055,00
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Ondanks zijn compacte formaat heeft de MMS - Mini-Multo Standaard onderzoekstafel voldoende ruimte om de armen vrij van de romp te laten liggen. Hoofd- schoudersteun is traploos verstelbaar tussen horizontaal en 60 graden, blokkeert automatisch en is aan beide kanten van de bank te bedienen.

Het model MMS is samen met een werkgroep van de Commissie Praktijkvoering van het Nederlandse Huisartsen Genootschap ontwikkeld.

Door deze samenwerking zijn veel praktische oplossingen en mogelijkheden in deze onderzoekstafel verwerkt. Door de vele “extra’s” bestempelt de werkgroep de Mini-Multo Standaard tot de kleine onderzoekstafel met veel mogelijkheden. Veel van deze mogelijkheden vindt u ook terug in de andere onderzoekstafels. Door het unieke bouwsysteem kan de onderzoekstafel altijd worden geleverd in een uitvoering die voldoet aan de persoonlijke wensen van de gebruiker. Door het benengedeelte vrijwel

geheel in te schuiven en op verschillende punten te fixeren, kan de gestrekt liggende patiënt met minimale moeite in een goede (gynaecologische) ligging worden gebracht. Met de standaard voetsteunen kunt u de patiënt in de juiste houding brengen. Met dit compacte model is een volledig onderzoek zeer goed mogelijk in een ruimte van 1.30 x 2.00 meter. Waarin ook nog opgenomen een krukje, wastafel, kapstok, weegschaal en meetlat. Dat maakt dit model uniek.

Technische gegevens van de MMS - Mini-Multo Standaard

- Afmeting met ingeschoven voetendeel: 115 x 69 cm
- Afmeting met uitgeschoven voetendeel: 200 x 54 cm
- Hoogte van het vaste gedeelte: 80 cm
- De bank is standaard voorzien van:
 - Voetsteunen
 - Papierrolhouder voor een papierrol
 - Stabilisatiepoten
- Tot 300kg belastbaar
- Zeer stabiel
- Gebruiksvriendelijk
- Hoogwaardig kwaliteit
- Op vier poten
- Hoofd ondersteunende rugleuning

Extra Informatie

Bekleding Valencia en Silvertex Uw onderzoekbank kunt u bekleden in de stoffen Valencia of Silvertex Wij willen u erop wijzen dat de kleuren in verband met instelling van het scherm kunnen afwijken van de originele kleur. Wij raden u aan wanneer u een speciale kleur kiest om bij ons een kleur staal op te vragen. [Valencia](#) heeft een lederlook is waterafstotend, brandvertragend, UV bestendig, antibacterieel en gemakkelijk schoon te maken. [Silvertex](#) heeft een stoffen look maar heeft dezelfde eigenschappen als het kunstleer. Levertijd 3 tot 4 weken.