

Artikelnummer	153328
Prijs excl. BTW	€ 699,05
Prijs incl. BTW	€ 845,85
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Onderzoekslamp op rolstatief = Energiebesparend

Onderzoekslampen op rolstatief zijn perfect geschikt voor flexibel gebruik in uw dokterspraktijk, operatiekwartier, ... met deze mobiele onderzoekslamp sta je altijd klaar voor het volgende onderzoek. De LED onderzoekslampen op rolstatief overtuigen u door de mobiele functionaliteit en energiebesparende techniek. Het rolstatief van de lamp bestaat meestal uit vijf wieltjes, waardoor het statief zéér stabiel is en niet zal omkantelen. Op deze manier zijn operatielampen in vorm van rolstatief lampen ideale begeleiders in het dagelijks werklevens van ziekenhuizen en dokterspraktijken.

Uitzonderlijke kwaliteit van het LED-licht

De krachtige LED-lichtbron biedt een uitzonderlijke lichtkwaliteit en een levensduur van meer dan 50.000 uur. De hoge prestatie van de kleurweergave > 97% zorgt voor een uitzonderlijke kwaliteit van wit licht, dit zorgt op zijn beurt voor een uitstekend onderscheid en weergave van alle zichtbare kleuren op een natuurlijke en nauwkeurige manier. Deze onderzoekslamp biedt een lichtintensiteit van 25000 lux op een afstand van +/- 50 cm met een kleurtemperatuur van 4500 °K. De lichtintensiteit kan bij model MS Flex niet ingesteld worden. Bij de MS Flex Plus kan de lichtintensiteit wel ingesteld worden. Dit model heeft een "+" en "-" knop waarmee u het licht feller of net zachter kan maken.

Onderzoekslamp met ergonomisch ontwerp

De rond vorm van het omhulsel van deze onderzoekslamp en de handgreep in het onderste deel vereenvoudigen de exacte positionering. Met hier bovenop een flexibele arm zorgt ervoor dat deze onderzoekslamp voldoet aan alle ergonomische vereisten voor elke gebruiker. Ontworpen met mooie en zachte vormen die de hygiëne en netheid bevorderen in uw omgeving.

Technische gegevens van de MS Flex onderzoekslamp

- Lichtbron: LED 8W
- Lux op 50 centimeter: 25.000 lux
- Instelbare lichtintensiteit: Nee
- Kleurtemperatuur: 4.500 °K
- Kleurweergave: > 97%
- Levensduur lamp: 50.000 uur
- Lengte arm: 70 cm
- Kleur: Wit

Technische gegevens van de MS Flex Plus onderzoekslamp

- Lichtbron: LED 12W
- Lux op 50 centimeter: 45.000 lux
- Instelbare lichtintensiteit: JA
- Kleurtemperatuur: 4.500 °K
- Kleurweergave: > 97%
- Levensduur lamp: 50.000 uur
- Lengte arm: 70 cm
- Kleur: Wit

Onze andere merken zoals Hillrom (Welch Allyn), Dr. Mach, ... van onderzoekslampen kan u [hier](#) terug vinden.