

MS LED PLUS

Onderzoekslamp - Op verzwaard rolstatief

08/10/2025 20:38:29



Artikelnummer	153326
Prijs excl. BTW	€ 672,71
Prijs incl. BTW	€ 813,98
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

De onderzoekslamp MS LED PLUS is geschikt voor medische onderzoeken en heeft vele eigenschappen die het ideaal maken om deze te gebruiken in medische centra en dierenklinieken. Het design van de onderzoekslamp MS LED PLUS is veelzijdig. De optimale werkafstand tussen het licht en het voorwerp waarop het schijnt is 50 cm.

Uitzonderlijke kwaliteit van LED-verlichting van de onderzoekslamp MS LED PLUS

De krachtige LED-lichtbron biedt uitzonderlijke licht kwaliteit en een levensduur van meer dan 50.000 uur. De hoge prestaties van de kleur geeft de uitzonderlijke kwaliteit van wit licht voor een uitstekende onderscheiding van stoffen en reproductie van alle

zichtbare kleuren, natuurlijk en precies. De onderzoekslamp heeft een krachtige LED van 65.000 lux op 50 centimeter.

Ergonomisch ontwerp van de onderzoekslamp MS LED PLUS

De ronde vorm van het hoofd en het handvat in het lagere deel vergemakkelijken de exacte positionering en het vervullen van de ergonomische vereisten voor elk gebruik.

De onderzoekslamp MS LED PLUS is ontworpen met schone en zachte vormen die hygiëne en netheid in ziekenhuisomgevingen vergemakkelijken.

Voorzorgsmaatregelen bij de onderzoekslamp MS LED PLUS

- De lamp moet altijd losgekoppeld zijn van de stroomvoorziening bij onderhoud of het schoonmaken van de lamp.
- Schoonmaken doe je, of droog, of met een zwakke oplossing van normale zeep en water. Vermijd het gebruiken van alcohol, zuren of enig ander type van organische oplosser.
- Laat de lamp niet langer dan 8u na elkaar aanliggen.

Extra Informatie

- Lichtbron: 12W
- Levensduur: 50 000 uur
- Lux op 50cm: 65 000 lux
- Temperatuur kleur: 4 500° K
- Rendering Index kleur: > 97%
- Electrical Protection Class: Class II
- Lengte van de arm: 90cm
- Kleur: Wit
- Power: 110/230V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Dimbaar: Ja

Afbeeldingen

