

Promotal Tabouret - Hoogte 47 - 67cm - Ronde zitting - Handbediening

08/10/2025 19:16:11



Artikelnummer	150135
Prijs excl. BTW	€ 269,00
Prijs incl. BTW	€ 325,49
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De tabouret Promotal standaard - airlift is speciaal gemaakt voor de specialisten.

De tabouret van Promotal is door iedereen geprezen voor het optimale gebruik bij medische doeleinden.

Comfort, veiligheid en hygiëne. Bij de configuratie van de tabouret worden alle essentiële aspecten in aanmerking genomen. Met de beschikbaarheid van 18 kleuren kan u de tabouret naar uw interieur aanpassen. De tabouret van Promotal is verkrijgbaar in verschillende maten*.

De tabouret kan aangepast worden naargelang uw specialiteit.

Met de aangeboden opties kunt u het ontwerp van de medische kruk samenstellen: vorm en materiaal van de bekleding, toevoeging van een rugleuning, wielremmen ... De krukjes

zijn ontworpen en gemonteerd in Frankrijk en hebben een garantie van 3 jaar. * *afhankelijk van het model*

Standaardkenmerken van de tabouret van Promotal

- Glanzend aluminium frame
- Variabele hoogte door gasveer in de kolom
- Ø 50mm dubbele zwenkwielen (alleen met rolbare modellen)
- Zitting: Ø 37 cm
- Voet: Ø 50cm