



Artikelnummer	110200
Prijs excl. BTW	€ 7,50
Prijs incl. BTW	€ 9,08
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Geleidende, adhesieve elektroden die instaan voor een betrouwbaar en kostenbatend resultaat.

3M Red Dot™ diagnostische EKG elektroden zijn ontworpen om snel en hygiënisch aangebracht te worden.

De EKG-elektroden kleven efficiënt zodat een duidelijke en stabiele afleiding mogelijk wordt. Een bijkomende eigenschap is de 3M's unieke drukgevoelige geleidende kleeflaag.