




Artikelnummer	115004
Prijs excl. BTW	€ 103,85
Prijs incl. BTW	€ 125,66
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Autoclaveerbare elektroden. Lengte: 5 cm. Doorsnede: 2.4 mm

1. Draad recht 0.2
2. Draad 45 graden 0.2
3. Electrode lus doorsnede 4
4. Electrode lus doorsnede 8
5. Electrode haak 5 graden
6. Electrode draad 1mm 45 graden
7. Electrode lus recht
8. Electrode lus met hoek
9. Electrode ballpoint doorsnede 3 mm 45 graden
10. Electrode ball point doorsnede 3 mm recht.